


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Perossiredossina 4 (Prdx4) Per Wb, Elisa - Q13162

Numero articolo: CM0014179



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la Perossiredossina 4 umana (PRDX4), validato per Western blot ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sullo stress ossidativo e sugli enzimi antiossidanti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KO] pAb di coniglio anti-Perossiredossina 4 (PRDX4)
Note/Alias	PRX-4; AOE372; AOE37-2; HEL-S-97n; 4)
Specie	Uomo
GeneID	10549
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 38-271 della Perossiredossina 4 umana (PRDX4) (NP_006397.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q13162
Peso della proteina	31 kDa
Spedizione	Confezione refrigerata con ghiaccio