


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Perossiredossina 5 (Prdx5) Per Wb, Elisa - P30044

Numero articolo: CM0009859



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la PRDX5 umana, validato per WB ed ELISA. Rileva una banda di ~22 kDa in campioni umani, murini e di ratto. È diretto contro l'enzima antiossidante mitocondriale perossiredossina-5, proteggendo le cellule dallo stress ossidativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Perossiredossina 5 (PRDX5)
Note/alias	PLP; ACR1; B166; PRXV; PMP20; PRDX6; prx-V; SBB110; AOEB166; HEL-S-55; Perossiredossina 5 (PRDX5)
Specie	Umana
GeneID (umana)	25824
GeneID	25824
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P30044
Peso della proteina	22 kDa
Spedizione	Confezione refrigerata