


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Perossiredossina 5 (Prdx5) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P30044

Numero articolo: CM0006905



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la Perossiredossina 5 umana (PRDX5), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Adatto alla ricerca sullo stress ossidativo. Elevata specificità verso le isoforme mitocondriali, citoplasmatiche e perossisomiali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KO] mAb di coniglio anti-Perossiredossina 5 (PRDX5)
Note/alias	PLP; ACR1; B166; PRXV; PMP20; PRDX6; prx-V; SBB110; AOE166; HEL-S-55; Perossiredossina 5 (PRDX5)
Specie	Umano
GeneID	25824
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 53-214 della Perossiredossina 5 umana (PRDX5) (NP_036226.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P30044
Peso della proteina	22 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante