


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Peroxiredoxin 5 (Prdx5) Per Wb, If/Icc, Elisa - P30044

Numero articolo: CM0029988



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro Peroxiredoxin 5 (PRDX5), validato per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Adatto per lo studio dello stress ossidativo e della difesa antiossidante in campioni umani, murini e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	Peroxiredoxin 5 (PRDX5) Rabbit pAb
Note/Alias	PLP; ACR1; B166; PRXV; PMP20; PRDX6; prx-V; SBBI10; AOEB166; HEL-S-55; Peroxiredoxin 5 (PRDX5)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	25824
GeneID	25824
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 53-214 della Peroxiredoxin 5 umana (PRDX5) (NP_036226.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P30044
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio