


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Perossiredossina 5 (Prdx5) Per Wb, If/Icc, Elisa - P30044

Numero articolo: CM0014246



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Perossiredossina 5 (PRDX5) di alta qualità, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva la PRDX5 umana, murina e di ratto. Ideale per la ricerca sullo stress ossidativo, la difesa antiossidante e i perossisomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Perossiredossina 5 (PRDX5) Rabbit pAb
Note/alias	PLP; ACR1; B166; PRXV; PMP20; PRDX6; prx-V; SBBI10; AOEB166; HEL-S-55; Perossiredossina 5 (PRDX5)
Specie	Uomo
GeneID (umano)	25824
GeneID	25824
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 53-214 della Perossiredossina 5 (PRDX5) umana (NP_036226.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P30044
Peso molecolare	22 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante