

Anticorpo Monoclonale Anti-Perossiredossina 6 Per Wb, Elisa - P30041

Numero articolo: CM0005085

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la Perossiredossina 6 (PRDX6) umana, validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sullo stress ossidativo e sul metabolismo dei lipidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Perossiredossina 6
Note/Alias	PRX; p29; AOP2; 1-Cys; NSGPx; aiPLA2; LPCAT-5; HEL-S-128m; Perossiredossina 6
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	9588
ID Gene	9588
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P30041
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio