

Anticorpo Policlonale Anti-Perossiredossina 6 Per Wb - P30041

Numero articolo: CM0019622



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la perossiredossina 6 umana (PRDX6), per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Riconosce le proteine umane, murine e ratto. Proteina da 25 kDa. Enzima antiossidante con attività perossidasi e fosfolipasica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Perossiredossina 6, pAb di coniglio
Note/Alias	PRX; p29; AOP2; 1-Cys; NSGPx; aiPLA2; LPCAT-5; HEL-S-128m; Perossiredossina 6
Specie	Umana
ID del gene (umano)	9588
ID del gene	9588
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-224 della perossiredossina 6 umana (NP_004896.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P30041
Peso della proteina	25 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante