

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Peroxiredoxina 6 (Convalidato Kd) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P30041

Numero articolo: CM0005195



introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio contro la Peroxiredoxina 6 umana (convalidato KD) rileva una proteina di ~25 kDa, adatto per WB, IHC-P e ELISA con reattività crociata con uomo e ratto. Ideale per la ricerca sullo stress ossidativo e il metabolismo lipidico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KD] Peroxiredoxina 6 mAb di coniglio
Annotazioni/Alias	PRX; p29; AOP2; 1-Cys; NSGPx; aiPLA2; LPCAT-5; HEL-S-128m
Specie	Umana
GeneID	9588
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-224 della Peroxiredoxina 6 umana (NP_004896.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Ratto
SWISS	P30041
Peso proteico	25 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio