

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Perp Per Wb, Ihc, If - Q96Fx8

Numero articolo: CM0005944

introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio PERP (Q96FX8) validato per WB, IHC, IF, ELISA su umano, topo, ratto. Bersaglia l'effettore dell'apoptosi p53 correlato a PMP-22, coinvolto nei giunti desmosomiali e nell'integrità epiteliale. Ideale per studi sull'apoptosi e sull'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PERP Coniglio mAb
Note/Alias	THW, KCP1, EKVP7, OLMS2, PIGPC1, KRTCAP1, dj496H19.1, PERP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	64065
GeneID	64065
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 94-193 del PERP umano (Q96FX8).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96FX8
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio