

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pex10 Per Wb Ed Elisa - O60683

Numero articolo: CM0021139

introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio è diretto contro la proteina umana PEX10, validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso il topo. Adatto per la ricerca sulla biogenesi dei perossisomi e sui percorsi di riciclo di PEX5.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PEX10 Rabbit pAb
Note/Alias	NALD; PBD6A; PBD6B; RNF69; PEX10
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	5192
ID Gene	5192
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 10-160 della PEX10 umana (NP_002608.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	O60683
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico