

Anti-Pex11B Coniglio Monoclonale Per Wb, Elisa - 096011

Numero articolo: CM0002361

introduzione

Anti-PEX11B Coniglio Monoclonale progettato per Western blot e ELISA. Validato su umano. Mira al fattore di biogenesi dei perossisomi 11B, con un peso molecolare previsto di 28kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PEX11B Coniglio mAb
Note/Alias	PEX14B; PEX11beta; PEX11-BETA; PEX11B
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	8799
Gene ID	8799
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 50-150 del PEX11B umano (O96011)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	O96011
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio