

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pex11B Per Wb Ed Elisa - O96011

Numero articolo: CM0019426

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PEX11B umano (Peroxin-11B), validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sulla proliferazione e divisione perossisomiale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PEX11B Rabbit pAb
Note/Alias	PEX14B; PEX11beta; PEX11-BETA; PEX11B
Specie	Umano
ID Gene	8799
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-180 di PEX11B umano (NP_003837.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O96011
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio