

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pex12 Per Western Blot E Elisa - 000623

Numero articolo: CM0017342

introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio anti-PEX12 è validato per Western blot ed ELISA e ha come bersaglio la proteina 12 dell'assemblaggio dei perossisomi umana (PAF-3). Ideale per gli studi sulla biogenesi dei perossisomi e sul riciclo del recettore PEX5. Ordina da CamelBio materie prime IVD affidabili.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PEX12 Rabbit pAb
Note/alias	PAF-3; PBD3A; PEX12
Specie	Umana
ID del gene (umano)	5193
ID del gene	5193
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 290-359 di PEX12 umano (NP_000277.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	000623
Peso della proteina	41 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante