

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Pex14 Per Wb, Ihc-P, Elisa - 075381

Numero articolo: CM0029702



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit che bersaglia PEX14 umano, validato per WB, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Essenziale per studi sull'importazione di proteine perossisomali e le malattie della biogenesi dei perossisomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PEX14 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	NAPP2; PBD13A; Pex14p; dj734G22.2; PEX14
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	5195
ID gene	5195
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 118-377 di PEX14 umano (NP_004556.1)
Fonte	Rabbit (coniglio)
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo
SWISS	075381
Peso proteico	41 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio