


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Pex19 Per Wb E Elisa - P40855

Numero articolo: CM0002161



introduzione

L'anticorpo monoclonale coniglio anti-PEX19 di CamelBio, validato per western blotting e ELISA, riconosce specificamente la proteina PEX19 umana. Fondamentale per studi sulla biogenesi dei perossisomi, ricerca sul ciclo cellulare e sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PEX19 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	PXF; HK33; PMP1; PMPI; PXMP1; PBD12A; D1S2223E; PEX19
Specie	Umana
ID gene	5824
Immunogeno	Peptide sintetico nella regione amminoacidica 1-100 della PEX19 umana (P40855)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P40855
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio