


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pex19 Per Wb, If-P, Elisa - P40855

Numero articolo: CM0028415



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PEX19 umano (Perossina-19) validato per WB, IF-P, ELISA. Rileva PEX19 in uomo, topo e ratto. Ideale per studi sulla biogenesi dei perossisomi e sul traffico di proteine di membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PEX19 Rabbit pAb
Note/Alias	PXF; HK33; PMP1; PMPI; PXMP1; PBD12A; D152223E; PEX19
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5824
GeneID	5824
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-299 di PEX19 umano (NP_002848.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P40855
Peso proteico	33 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio