

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pex2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P28328

Numero articolo: CM0020559

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PEX2 validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva PEX2 in uomo, topo, ratto. Essenziale per la ricerca sulla biogenesi dei perossisomi e il riciclo di PEX5. Adatto per studi sulla pexofagia e sulle malattie perossisomiali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	PEX2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	PAF1; PMP3; ZWS3; PBD5A; PBD5B; PMP35; PXMP3; RNF72; PEX2
Specie	Uomo
GeneID (umano)	5828
GeneID	5828
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-130 di PEX2 umano (NP_001165558.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P28328
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio