


Anticorpo Policlonale Anti-Pex3 Per Wb, Elisa - P56589

Numero articolo: CM0029262



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PEX3 umano (TRG18/PBD10A). Validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla biogenesi dei perossisomi e sulla sindrome di Zellweger.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PEX3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	TRG18; PBD10A; PBD10B; PEX3
Specie	Umano
GeneID (umano)	8504
GeneID	8504
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 144-373 di PEX3 umano (NP_003621.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P56589
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio