

Anticorpo Policlonale Anti-Pex5 Per Wb, If/Icc, Elisa - P50542

Numero articolo: CM0018103



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PEX5 umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reattività crociata con topo e ratto. Bersaglia il recettore del segnale di targeting perossisomiale 1; chiave per la ricerca sulla biogenesi dei perossisomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PEX5 Rabbit pAb
Note/Alias	PXR1; PBD2A; PBD2B; PTS1R; RCDP5; PTS1-BP; PEX5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5830
GeneID	5830
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 364-631 di PEX5 umano (NP_000310.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P50542
Peso Proteico	71kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio