

Pab Di Coniglio Anti-Pex6 Per Wb, Elisa - Q13608

Numero articolo: CM0013538

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la PEX6 umana, un AAA ATPasi perossisomale essenziale per l'importazione delle proteine nei perossisomi. Convalidato per WB e ELISA; presenta reazione crociata con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla biogenesi dei perossisomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PEX6 pAb di coniglio
Annotazioni/Alias	PAF2; HMLR2; PAF-2; PBD4A; PDB4B; PXAAA1; PEX6
Specie	Uomo
ID genico (Uomo)	5190
ID genico	5190
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 741-980 della PEX6 umana (NP_000278.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13608
Peso proteico	104kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio