

Anticorpo Policlonale Anti-Pfas Per Wb, Elisa - O15067

Numero articolo: CM0019505

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce PFAS umano (PURL, FGAMS) per Western blot ed ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto; adatto per la ricerca sulla biosintesi delle purine e lo sviluppo di saggi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PFAS Rabbit pAb
Note/Alias	PURL; FGAMS; GATD8; FGARAT; FGAR-AT; PFAS
Specie	Umano
GenelD (umano)	5198
GenelD	5198
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di PFAS umano (NP_036525.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O15067
Peso Proteico	145kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio