


Anticorpo Policlonale Anti-Pfdn1 Per Wb, Elisa - O60925

Numero articolo: CM0025798



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PFDN1, una subunità di prefoldina coinvolta nel ripiegamento proteico. Convalidato per WB e ELISA in campioni umani, di topo e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PFDN1 Rabbit pAb
Note / Alias	PDF; PFD1; PFDN1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5201
GeneID	5201
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-122 di PFDN1 umana (NP_002613.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O60925
Peso proteico	14kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio