


Anticorpo Policlonale Anti-Pfdn2 Per Wb, Elisa - Q9Uhv9

Numero articolo: CM0012991



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PFDN2 umano (subunità 2 della prefoldina). Validato per WB ed ELISA, presenta reattività crociata con campioni umani e murini. Un utile strumento per gli studi sui chaperoni e sul ripiegamento proteico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PFDN2 Rabbit pAb
Note/Alias	PFD2; PFDN2
Specie	Umano
GeneID (umano)	5202
GeneID	5202
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q9UHV9
Peso della proteina	17 kDa
Spedizione	Borsa con ghiaccio