


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pfdn5 Per Wb, If, Elisa - Q99471

Numero articolo: CM0008385



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità contro PFDN5 umano (MM1), validato per WB, IF, ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Ideale per lo studio della modulazione di c-Myc e delle funzioni chaperon.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	PFDN5 Rabbit mAb
Note/Alias	MM1; MM-1; PFD5; PFDN5
Specie	Umano
GeneID (umano)	5204
GeneID	5204
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-154 di PFDN5 umano (Q99471).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q99471
Peso della proteina	17 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante