


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pfkfb3 (Ipfk-2) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q16875

Numero articolo: CM0007052



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro PFKFB3 umano (iPFK-2), validato per Western Blot, IHC-P e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla glicolisi e sul metabolismo tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PFKFB3 Rabbit mAb
Note/Alias	PFK2; IPFK2; iPFK-2; PFKFB3
Specie	Umana
ID gene (Umano)	5209
ID gene	5209
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 400-500 di PFKFB3 umano (NP_004557.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q16875
Peso proteico	57kDa/58kDa/59kDa/60kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio