


Anti-Pfkfb3 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q16875

Numero articolo: CM0030611



introduzione

Anti-PFKFB3 Coniglio Anticorpo Policlonale di alta qualità convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sul metabolismo del fruttosio-2,6-bisfosfato. - Q16875

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PFKFB3 Coniglio pAb
Note/Alias	PFK2; IPFK2; iPFK-2; PFKFB3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5209
Gene ID	5209
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16875
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio