


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Pfkl Per Wb, Ihc-P, Elisa - P17858

Numero articolo: CM0007250



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-PFKL di alta qualità convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Bersaglia la fosfofruttochinasi epatica, un enzima chiave della glicolisi. Adatto per ricerche sul metabolismo e sull'immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PFKL Coniglio mAb
Note/Alias	PFK-B, PFK-L, ATP-PFK, PFKL
Specie	Umano
GeneID	5211
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 680-780 di PFKL umana (NP_002617.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P17858
Peso Proteico	85kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio