


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pfkl Per Wb, If/Icc, Elisa - P17858

Numero articolo: CM0026967



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la PFKL umana (fosfofruttochinasi di tipo epatico, P17858). Validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per studi sulla glicolisi e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PFKL Rabbit pAb
Note/Alias	PFK-B; PFK-L; ATP-PFK; PFKL
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	5211
GeneID	5211
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 700-780 della PFKL umana (NP_002617.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P17858
Peso proteico	85kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio