

Anticorpo Policlonale Anti-Pfkm Per Wb, If/Icc, Elisa - P08237

Numero articolo: CM0027290



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PFKM umano (6-fosfofruttochinasi dipendente da ATP, tipo muscolare) validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Immunogeno ricombinante per la ricerca sulla glicolisi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PFKM Rabbit pAb
Note/Alias	GSD7; PFK1; PFKA; PFKX; PFK-1; PFK-A; ATP-PFK; PPP1R122; PFKM
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5213
GeneID	5213
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 501-780 di PFKM umano (NP_001160160.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P08237
Peso proteico	85kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio