

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pfkm Per Wb - P08237

Numero articolo: CM0012703



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la 6-fosfofruttochinasi muscolare umana ATP-dipendente (PFKM/P08237). Validato per Western blot ed ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla glicolisi e sulle malattie metaboliche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PFKM mAb di coniglio
Note/Alias	GSD7; PFK1; PFKA; PFKX; PFK-1; PFK-A; ATP-PFK; PPP1R122; PFKM
Specie	Umana
GeneID (umano)	5213
GeneID	5213
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 della 6-fosfato fruttochinasi umana (P08237).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P08237
Peso della proteina	85k Da
Spedizione	Borsa refrigerante