


Anticorpo Policlonale Anti-Pfcp Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q01813

Numero articolo: CM0025500



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro PFKP, convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con PFKP umano, murino e ratto di ~86 kDa. Ideale per studi sulla glicolisi e sul metabolismo del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PFKP pAb coniglio
Note/Alias	PFKF; PFK-C; PFK-P; ATP-PFK; PFKP
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5214
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 336-540 di PFKP umano (NP_002618.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q01813
Peso proteico	86kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio