


Anticorpo Monoclonale Anti-Pfcp Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q01813

Numero articolo: CM0003810



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che riconosce la PFKP umana, validato per Western blot, IHC-P ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sulla glicolisi e sul metabolismo tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale Anti-PFKP di Coniglio (mAb)
Note/Alias	PFKF; PFK-C; PFK-P; ATP-PFK; PFKP
Specie	Umano
ID Gene	5214
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 336-540 della PFKP umana (NP_002618.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q01813
Peso Proteico	86kDa
Spedizione	Sacco refrigerante