


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pfkp Per Wb E Elisa - Q01813

Numero articolo: CM0020683



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la PFKP umana (fosfofruttochinasi, tipo piastrinico). Adatto per applicazioni WB e ELISA. Utile per lo studio della glicolisi, del metabolismo cancerogeno e delle vie di segnalazione correlate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PFKP Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	PFKF; PFK-C; PFK-P; ATP-PFK; PFKP
Specie	Umana
ID gene (Umano)	5214
ID gene	5214
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 605-784 della PFKP umana (NP_002618.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q01813
Peso proteico	86 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio