

Anticorpo Policlonale Anti-Pfn2 Per Wb, Elisa - P35080

Numero articolo: CM0022259



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Profilina-2 (PFN2) umana per western blot (WB) e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Adatto per studi sul citoscheletro e sulla dinamica dell'actina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PFN2 Rabbit pAb
Note/Alias	PFL; D3S1319E; PFN2
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5217
GeneID	5217
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-140 della PFN2 umana (NP_444252.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P35080
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio