

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pfn2 Per Wb, Elisa - P35080

Numero articolo: CM0027530



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la Profilina-2 umana (PFN2), validato per Western blot (WB) ed ELISA. Rileva la PFN2 endogena in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per lo studio della dinamica dell'actina e dell'organizzazione del citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PFN2 Rabbit pAb
Note/Alias	PFL; D3S1319E; PFN2
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	5217
ID Gene	5217
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-140 della PFN2 umana (P35080)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P35080
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio