

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pga3 Per Wb, Elisa - P0Djd8

Numero articolo: CM0022800

introduzione

Validato per WB ed ELISA, questo anticorpo policlonale di coniglio si rivolge al PGA3 umano (Pepsinogeno-3) con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sugli enzimi digestivi e sulle proteasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Policlonale coniglio PGA3
Osservazioni/Alias	PGA3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	643834
GeneID	643834
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 63-180 del PGA3 umano (NP_001073275.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P0DJD8
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio