

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pga5 Per Wb, Elisa - P0Djd9

Numero articolo: CM0018155

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-PGA5 validato per WB ed ELISA. Riconosce PGA5 umano, murino e ratto. Ideale per lo studio della funzione della pepsinogen-5 nella digestione e proteolisi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PGA5 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	Pg5; PGA5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5222
GeneID	5222
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 63-180 del PGA5 umano (NP_055039.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P0DJD9
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio