

Anticorpo Monoclonale Anti-Pgam1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P18669

Numero articolo: CM0011207



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit di alta qualità specifico per PGAM1 umano, adatto per Western blot, immunoistochimica e ELISA. Ha reattività crociata con essere umano, topo e ratto. È la scelta ottimale per la ricerca sulla glicolisi, gli studi sul metabolismo tumorale e l'approvvigionamento di materie prime per diagnostica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PGAM1 Rabbit mAb
Note/Alias	PGAMA; PGAM-B; HEL-S-35; PGAM1
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	5223
GenelD	5223
Immunogeno	Peptide Sintetico
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P18669
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio