

Anti-Pgam1 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, If/Icc, Elisa - P18669

Numero articolo: CM0026900



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PGAM1 umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sulla glicolisi e sul metabolismo del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PGAM1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	PGAMA; PGAM-B; HEL-S-35; PGAM1
Specie	Umano
Gene ID	5223 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-254 del PGAM1 umano (NP_002620.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P18669
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio