

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pgam2 Per Wb, If-P, Elisa - P15259

Numero articolo: CM0028333

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PGAM2 umano, una fosfoglicerato mutasi muscolo-specifica coinvolta nella glicolisi. Validato per applicazioni WB, IF-P, ELISA con reattività crociata verso umano, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PGAM2 Rabbit pAb
Note/Alias	GSD10; PGAMM; PGAM-M; PGAM2
Specie	Umano
GeneID (umano)	5224
GeneID	5224
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-253 di PGAM2 umano (NP_000281.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P15259
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio