

Anticorpo Policlonale Anti-Pgam5 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Hs1

Numero articolo: CM0015463



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PGAM5 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Adatto per lo studio della dinamica mitocondriale, mitofagia e necroptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PGAM5 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	BXLBV68; PGAM5
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	192111
ID Gene	192111
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-146 del PGAM5 umano (NP_001164014.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q96HS1
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio