

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pgam5 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Hs1

Numero articolo: CM0006283



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-PGAM5 (proteina v68 legante Bcl-XL) per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva PGAM5 umano (Q96HS1), una fosfatasi mitocondriale della serina/treonina che regola la mitofagia e la necrosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PGAM5 mAb di coniglio
Note/alias	BXLBV68; PGAM5
Specie	Uomo
GenelD	192111
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-146 di PGAM5 umano (NP_001164014.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q96HS1
Peso della proteina	32kDa/28KDa
Spedizione	Borsa refrigerante