

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pgc1 Alfa - 070343

Numero articolo: CM0020827



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PGC1 alfa (PPARGC1A), validato per WB, IF, IHC-P ed ELISA su campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per lo studio della regolazione metabolica e della biologia mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PGC1 alfa pAb di Coniglio
Note/Alias	Pgc1; PGC-1; Pgco1; Gm11133; Ppargc1; Pgc-1alpha; A830037N07Rik; PPARGC-1-alpha; PGC1 alfa
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	10891
ID Gene	19017
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di PGC1 alfa di topo (NP_032930.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O70343
Peso Proteico	91 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio