


Anticorpo Monoclonale Anti-Pgc1 Beta Per Wb Ed Elisa - Q86Yn6

Numero articolo: CM0010768



introduzione

Anticorpo ricombinante monoclonale anti-PGC1 beta di coniglio, validato per WB ed ELISA, reattivo con umano e ratto. Adatto per lo studio delle funzioni del coattivatore trascrizionale nel metabolismo e nella biogenesi mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PGC1 beta Rabbit mAb
Note/Alias	PERC; ERRL1; PGC1B; PGC-1(beta); PGC1 beta
Specie	Umano
GeneID (Umano)	133522
GeneID	133522
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 924-1023 di PGC1 beta umano (NP_573570.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q86YN6
Peso Proteico	113kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio