


Anticorpo Monoclonale Anti-Pgc1A Per Wb Ed Elisa - Q9UbK2

Numero articolo: CM0003656



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio diretto contro la PGC1α umana, validato per Western blot ed ELISA. Ideale per lo studio della regolazione metabolica, della biogenesi mitocondriale e dei ritmi circadiani. Reagisce in modo crociato con campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del prodotto	PGC1α Rabbit mAb
Note/Alias	LEM6; PGC1; PGC1A; PGC-1v; PPARGC1; PGC-1alpha; PGC-1(alpha); PGC1α
Specie	Umana
GeneID (Umano)	10891
GeneID	10891
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 340-480 della PGC1α umana (NP_037393.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9UBK2
Peso proteico	91kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio