


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pgc1A Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9UbK2

Numero articolo: CM0014513



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PGC1 α (PPARGC1A), adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Per la ricerca sul metabolismo, la gluconeogenesi e il ritmo circadiano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PGC1 α Rabbit pAb
Note/Alias	LEM6; PGC1; PGC1A; PGC-1v; PPARGC1; PGC-1alpha; PGC-1(alpha); PGC1 α
Specie	Uomo
Gene ID	10891
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 610-798 della PGC1 α umana (NP_037393.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UBK2
Peso molecolare della proteina	91kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio