


Anti-Pgc1A/B Rabbit Monoclonal Antibody (Mab) Per Wb, Elisa - Q9Ubk2/Q86Yn6

Numero articolo: CM0002716



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che targeting PGC1 α/β (PPARGC1A/PPARGC1B), un coattivatore trascrizionale che regola il metabolismo e la funzione mitocondriale. Validato per WB e ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Adatto per ricerche metaboliche, sulla termogenesi e sui ritmi circadiani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PGC1 α/β Rabbit mAb
Note/Alias	LEM6; PGC-1(alpha); PGC-1alpha; PGC-1v; PGC1; PGC1A; PPARGC1; ERRL1; PERC; PGC-1(beta); PGC1B; PGC1 α/β
Specie	Umano
GeneID (umano)	10891/133522
GeneID	10891/133522
Immunogeno	Peptide Sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 699-798 del PGC1 α/β umano (NP_037393.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9UBK2/Q86YN6
Peso Proteico	113kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio