

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Pgd Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P52209

Numero articolo: CM0003371



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit Anti-PGD convalidato per applicazioni WB, IF/ICC, IP, ELISA. Rileva PGD (53 kDa) umano, di topo e ratto. Essenziale per studi sulla via del pentoso fosfato e sul metabolismo del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PGD Rabbit mAb
Note/Alias	6PGD; PGD
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5226
GeneID	5226
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 384-483 del PGD umano (P52209).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P52209
Peso proteico	53kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio