

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pgd Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52209

Numero articolo: CM0026518



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega al PGD umano (6-fosfogluconato deidrogenasi). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva il PGD endogeno in campioni umani, di topo e di ratto. Essenziale per la ricerca sul pathway dei pentosiofosfati e per studi metabolici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PGD Rabbit pAb
Note/Alias	6PGD; PGD
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5226
GeneID	5226
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 184-483 del PGD umano (NP_002622.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P52209
Peso proteico	53kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio