


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Recettore Pge Ep1 (Ptger1) Per Wb, Elisa - P34995

Numero articolo: CM0016995



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PTGER1 umano (EP1), validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Adatto per studi sulla funzione renale, la contrazione della muscolatura liscia e la segnalazione GPCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-Recettore PGE EP1 (PTGER1)
Note/Alias	EP1; Recettore PGE EP1 (PTGER1)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5731
GeneID	5731
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 300-400 del recettore umano PGE EP1 (PGE receptor EP1 (PTGER1)) (NP_000946.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	P34995
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio